

## Applikationshilfen von schülke.

Halterungen, Zubehör und Dosierhilfen.



Wandhalterung  
für Vierkantflaschen



Wandhalterung  
mikroqid®  
Jumbo Dose



Wandhalterung  
kodan® / mikroqid®  
Dose



Wandhalterung  
airless



Bethalter für  
Vierkantflaschen

the plus of pure  
performance



# Das schülke Hygienekonzept.

## Die Verfügbarkeit der Präparate als elementarer Teil erfolgreicher Infektionsprophylaxe.

Desinfektionsmittel tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, das Auftreten von nosokomialen Infektionen zu vermeiden.


Neben wirksamen und hochwertigen Produkten, regelmäßigem Training und Kommunikation ist die Verfügbarkeit der Desinfektionsmittel ein

Bestandteil eines erfolgreichen und effektiven Hygienemanagements. Um Desinfektionsmittel jedem Anwender zur Anwendung zugänglich zu machen, ist es wichtig, die Produkte mit entsprechenden Applikationshilfen vor Ort zu platzieren.



### Inhaltsverzeichnis

Applikationshilfen für den Bereich Fläche .....	S. 4
Applikationshilfen für den Bereich Haut / Hände .....	S. 5 / 6
Applikationshilfen für den Bereich Antisepsis .....	S. 6
Allgemeine Hinweise und Informationsmaterial .....	S. 7
Zubehör und Dosierhilfen .....	S. 8 / 9



## Wandhalterung mikrocid® Jumbo Dose

Für mikrocid® AF wipes Jumbo und mikrocid® sensitive wipes Jumbo Dosen

### Unser Plus

- geeignet für mikrocid® AF wipes Jumbo und mikrocid® sensitive wipes Jumbo
- Rückwand mit drei Bohrungen
- autoklavierbar
- Edelstahl

Lieferform	Wandhalterung Jumbhalterung
Maße (H x B x T)	176 x 150 x 145 mm
Mat.-Nr.	134421



## Wandhalterung schülke wipes

Universal Wandhalterung für die schülke wipes

### Unser Plus

- 1 geeignet für den Feuchttuchspender-Eimer schülke wipes
  - 2 geeignet für die Feuchttuchspender-Box schülke wipes
- abschließbar
  - Rückwand mit zwei bzw. vier Bohrungen
  - autoklavierbar
  - Edelstahl

1 Wandhalterung Eimer schülke wipes	
Maße (H x B x T)	300 x 205 x 55 mm
Mat.-Nr.	134430

2 Wandhalterung Box schülke wipes	
Maße (H x B x T)	265 x 180 x 220 mm
Mat.-Nr.	134435



## Wandhalterung kodan® / mikrocid® Dose

Universal Wandhalterung für die kodan® wipes und mikrocid® wipes Dosen

### Unser Plus

- geeignet für die kodan®- und mikrocid® AF-Dose (kleine Dose)
- robuste Drahtkonstruktion
- Rückwand mit zwei Bohrungen
- autoklavierbar
- Edelstahl-Rundmaterial

Lieferform	Wandhalterung kodan® / mikrocid® Dose
Maße (H x B x T)	145 x 74 x 73 mm
Mat.-Nr.	134417



## perform® Sprühflaschenhalter

Sprühflaschenhalter für die Produkte aus der sterilen perform® Range

(z. B. perform® sterile alcohol EP 500 ml-Flasche, perform® sterile alcohol IPA 500 ml- und 1 l-Flasche)

### Unser Plus

- geeignet für die Reinraumklassen A / B
- Sprühflaschenhalter aus Edelstahl
- autoklavierbar
- Rückwand mit zwei Bohrungen
- zusätzlich zum Halter erhältlich: eine Platte aus Edelstahl. (Diese wird an die entsprechende Wand geklebt und der Halter wird eingehängt.)

Lieferform	perform® Sprühflaschenhalter
Maße (H x B x T)	146 x 40 x 334 mm
Mat.-Nr.	693540 *

Lieferform	perform® Sprühflaschenhalter-Platte
Maße (H x B x T)	150 x 42 mm
Mat.-Nr.	693541 *

(Empfehlung: glabete Klebsystem Mat.-Nr. 669305)



\* Der perform® Sprühflaschenhalter wird nur im Markt der Pharmaindustrie angeboten.



## Wandhalterungen für Vierkantflaschen



Kunststoff-Wandhalterung für die Applikation u. a. von Pflegeprodukten

### Unser Plus


- geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml-Flaschen
- aus stabilem Kunststoff
- Rückwand mit vier Bohrungen
- alkoholbeständig

Lieferform	500 ml-Vierkantflasche
Maße (H x B x T)	114 x 83 x 80 mm
Mat.-Nr.	134411

Lieferform	1.000 ml-Vierkantflasche
Maße (H x B x T)	13,5 x 9,4 x 11,5 mm
Mat.-Nr.	134416

## Betthalter für Vierkantflaschen

Manuelle Betthalter zur einfachen Montage an den Rohrrahmen bzw. an das Fußteil vom Bett



### Unser Plus

- geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml-Flaschen
- robuste Drahtkonstruktion
- mit Halterung zur Befestigung – an Rohrrahmen (gerade) und Fußteil (gebogen)
- autoklavierbar
- Edelstahl-Rundmaterial

1 500 ml-Vierkantflasche (gerade Halterung)	
Maße (H x B x T)	110 x 70 x 120 mm
Mat.-Nr.	134412

2 1.000 ml-Vierkantflasche (gerade Halterung)	
Maße (H x B x T)	145 x 85 x 150 mm
Mat.-Nr.	134413

1 500 ml-Vierkantflasche (gebogene Halterung)	
Maße (H x B x T)	110 x 70 x 120 mm
Mat.-Nr.	134414

2 1.000 ml-Vierkantflasche (gebogene Halterung)	
Maße (H x B x T)	145 x 85 x 150 mm
Mat.-Nr.	134415

## Wandhalterung S 500

Hygienische sowie komfortable Ellbogen-Bedienung für die Applikation von 500 ml-Flaschen



### Unser Plus

- geeignet für schülke 500 ml-Vierkantflaschen
- VA-Rundmaterial
- Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten

Lieferform	Wandhalterung S 500
Maße (H x B x T)	190 x 50 x 170 mm
Mat.-Nr.	134428

## Wandhalterung S 1.000

Hygienische sowie komfortable Ellbogen-Bedienung für die Applikation von 1.000 ml-Flaschen



### Unser Plus

- geeignet für schülke 1.000 ml-Vierkantflaschen
- VA-Rundmaterial
- Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten

Lieferform	Wandhalterung S 1.000
Maße (H x B x T)	240 x 50 x 170 mm
Mat.-Nr.	134429

## Haut und Hände



### Desinfektionssäule

Die praxisorientierte Lösung im Bereich flexibler Desinfektionssäulen. Erstklassige, robuste Qualität.

#### Unser Plus

- standardmäßig vorbereitet für die Montage von Typ KHK und KHL 1.000 ml-Spendern sowie dem KH touchless Spender
- ideal für Eingangsbereiche, sowie Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder nicht möglich ist
- hygienische und robuste Edelstahlkonstruktion
- schnelle und einfache Aufstellung

#### Technische Daten

<b>Bodenmaß</b>	400 x 400 mm
<b>Höhe</b>	ca. 1.500 mm
<b>Material</b>	Edelstahl geschliffen
<b>Gewicht</b>	30 kg
<b>Mat.-Nr. Desinfektionssäule</b>	669570
<b>Mat.-Nr. Infoaufsatz DIN A4</b>	669551



### Desinfektionssäule touchless D1

Desinfektionssäule speziell für den touchless D1

#### Unser Plus

- geeignet für den touchless D1
- ideal für Eingangsbereiche, sowie Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder nicht möglich ist
- hygienisch und robust
- schnelle und einfache Aufstellung

#### Technische Daten

<b>Bodenmaß</b>	ø 370 mm
<b>Höhe</b>	1.550 mm
<b>Material</b>	schwarzer Stahl
<b>Gewicht</b>	10,5 kg
<b>Mat.-Nr. Desinfektionssäule</b>	668311
<b>Mat.-Nr. Schalenhalter</b>	668312
<b>Mat.-Nr. Posterhalter DIN A4</b>	134433

*Die Desinfektionssäule touchless D1 wird nur im industriellen Markt angeboten.*

## Antiseptis



### Wandhalterung kodan® / mikrocid® Dose

Universal Wandhalterung für die kleinen kodan® wipes und mikrocid® wipes Dosen

#### Unser Plus

- geeignet für die kodan®- und mikrocid® AF-Dose (kleine Dose)
- robuste Drahtkonstruktion
- Rückwand mit zwei Bohrungen
- autoklavierbar
- Edelstahl-Rundmaterial

<b>Lieferform</b>	Wandhalterung kodan® / mikrocid® Dose
<b>Maße (H x B x T)</b>	145 x 74 x 73 mm
<b>Mat.-Nr.</b>	134417

# Allgemeine Hinweise und Informationsmaterial.

## Allgemeine Hinweise

### Montage von Wandhalterungen

Zuvor sollte der Montageort geprüft und vorbereitet werden. Anschließend werden die Bohrlöcher an der Wand markiert (ggf. die Befestigungslöcher der Spenderrückwand als Bohrschablone verwenden) und die Bohrungen vorgenommen.



### Aufbereitung

Halterungen sind nach Bedarf, spätestens aber beim Flaschenwechsel, zu reinigen und zu desinfizieren. Zur manuellen Aufbereitung die Halterung mit einem Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. mikrocid® sensitive liquid) getränktes Tuch oder mit desinfizierenden Einmaltüchern (z. B. mikrocid® sensitive wipes) abwischen. Bei Halterungen aus Edelstahl können auch alkoholische Flächen-Desinfektionsmittel zum Einsatz kommen (z. B. mikrocid® AF). Die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist zu beachten.

Die Halterungen aus Edelstahl können außerdem mit Heißdampf bei 121 °C, 1 bar, autoklaviert werden. Vorher bitte Flasche und Pumpe entnehmen!

## Informationsmaterial

Sollten Sie weitere Informationen über die schulke Hygienetechnikartikel, wie z. B. Spender oder Dosieranlagen etc., benötigen, fordern Sie gerne unsere [Broschüre Hygienetechnik](#) und [Broschüre Applikationshilfen speziell für Haut / Hände](#) an!









Broschüre Hygienetechnik  
Mat.-Nr. 237












Broschüre Applikationshilfen  
speziell für Haut / Hände  
Mat.-Nr. 2659

## Zubehör und Dosierhilfen.

Alle Artikel sind speziell für die schülke-Präparate angefertigt und umfassend geprüft worden. Mit diesen Original-Applikationshilfen erhalten Sie praxisgerechte Ausführungen.

	Bezeichnung	Gebindegrößen	Art.-Nr.
	Dosierset (Halter und Pumpe) für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Creme-Lotionen	500 ml	134406
		1 l	134405
	Dosierpumpe für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Creme-Lotionen (3 ml / Hub)	500 ml / 1 l	180303
		1 l Euroflasche	180803
	Dish-Dispenser zur Befeuchtung von Tupfern für Hautantiseptika	1 l	129003
	Schaumsprühkopf foam für esemfix®	1 l	180123
	Sprühpumpe zur Ausbringung von Haut- und Schleimhautantiseptika	500 ml / 1 l	180212
	Sprühpumpe zur Ausbringung alkoholischer Flächensprühdesinfektionsmittel	500 ml / 1 l	180124
	Kanisterdosierer (20 ml / Hub)	5 / 10 l	117101
		20 / 30 l	182501



	Bezeichnung	Gebindegrößen	Art.-Nr.
	Kanisterschlüssel	5 / 10 l	135810
		20 / 25 / 30 l	135901
	Kanisterhahn	5 / 10 l	135501
		20 / 25 / 30 l	126101
	Kipphebelverschluss für <b>Desinfektions-Reiniger AF</b>	1 l	180125
	Umfülltrichter	–	117901
	Messbecher 500 ml	–	136101
	Messbecher 50 ml	–	136102
	Reparatur-Set für <b>esemtan®</b> Trocken-Polymer-Auflagen (TPA)	für alle Auflagen geeignet	180002
	Kittelklipp einfach	für 100 ml / 150 ml	134432
	Kittelklipp ausziehbar	für 100 ml / 150 ml	134431



## schülke weltweit:

### China

Schülke & Mayr GmbH  
Shanghai Representative Office  
Shanghai 200041  
Telefon +86-21-62 17 29 95  
Telefax +86-21-62 17 29 97

### Deutschland

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt  
Telefon +49-40-521 00 0  
Telefax +49-40-521 00 318

### Frankreich

Schülke France SARL  
94250 Gentilly  
Telefon +33-1-49 69 83 78  
Telefax +33-1-49 69 83 85

### Großbritannien

Schülke & Mayr UK Ltd.  
Sheffield S9 1AT  
Telefon +44-114-254 35 00  
Telefax +44-114-254 35 01

### Indien

Schulke India Pvt. Ltd.  
Neu Delhi 110044  
Telefon +91-11-40 55 02 00  
Telefax +91-11-40 55 02 01

### Italien

Schülke & Mayr Italia S.r.l.  
20148 Mailand  
Telefon +39-02-40 21 820  
Telefax +39-02-40 21 829

### Malaysia

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd.  
47301 Petaling Jaya, Selangor  
Telefon +60-3-78 85 80 20  
Telefax +60-3-78 85 80 21

### Niederlande

Schülke & Mayr Benelux B.V.  
2031 CC Haarlem  
Telefon +31-23-535 26 34  
Telefax +31-23-536 79 70

### Österreich

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
1070 Wien  
Telefon +43-1-523 25 01 0  
Telefax +43-1-523 25 01 60

### Polen

Schulke Polska Sp. z o.o.  
01-793 Warszawa  
Telefon +48-22-568 22 02-03  
Telefax +48-22-568 22 04

### Schweiz

Schülke & Mayr AG  
8003 Zürich  
Telefon +41-44-466 55 44  
Telefax +41-44-466 55 33

### Singapur

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.  
Singapur 159410  
Telefon +65-62-57 23 88  
Telefax +65-62-57 93 88

... sowie unsere internationalen Distributeure

### Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt | Deutschland  
Telefon | Telefax +49 40 521 00-0 | -318  
www.schuelke.com

Ein Unternehmen der  
Air Liquide-Gruppe

