

# Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor



## Möchten Sie die Chance auf eine Schwangerschaft auf natürliche Art erhöhen?

Sicherlich wissen Sie bereits, dass es in jedem Zyklus nur wenige Tage gibt, an denen Sie schwanger werden können. Der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor ist die fortschrittlichste Methode für die Verwendung zu Hause, um diese Tage zu identifizieren und er erhöht nachweislich die Chancen auf eine Schwangerschaft um 89 %.\* Der tragbare Touchscreen Monitor misst die Veränderungen der zwei wesentlichen Fruchtbarkeitshormone in Ihrem Urin: das luteinisierende Hormon (LH) und das Östrogen. Dies bedeutet, dass er Ihre zwei fruchtbarsten Tage genau identifizieren kann, sowie außerdem die Tage hoher Fruchtbarkeit – gewöhnlich sind das insgesamt bis zu sechs fruchtbare Tage.

\*Innerhalb der ersten beiden Anwendungszyklen.  
Robinson JE., et al. Fertility & Sterility (2007) 87: 329-34

## Vorteile des Clearblue Advanced Fertilitätsmonitors

- Erhöht die Chancen auf eine Empfängnis nachweislich um 89 %\*
- Entwickelt, um alle Ihre fruchtbaren Tage zu identifizieren
- Der einzige Monitor, der auch auf Schwangerschaft testen kann
- 99 % zuverlässig beim Aufspüren des LH-Anstiegs. Über 99% zuverlässig im Erkennen einer Schwangerschaft ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode.
- Periode und die Tage mit Geschlechtsverkehr können aufgezeichnet werden
- Speichert Daten von bis zu sechs Zyklen – zeigt sie im Kalender und in der einzigartigen Zyklus-Zusammenfassung an

\*Innerhalb der ersten beiden Anwendungszyklen. Robinson JE., et al. Fertility & Sterility (2007) 87: 329-34

## Anwendung



nach 20

nach

einen  
Sie vor der

Sobald Sie einen neuen Zyklus eingestellt haben, schauen Sie jeden Morgen, bevor Sie zur Toilette gehen, auf Ihren Monitor. Er zeigt entweder einen Tag niedriger, hoher oder maximaler Fruchtbarkeit oder einen Testtag an (zeigt so, dass Sie einen Test durchführen müssen). Sie werden pro Zyklus entweder 10 oder 20 Testtage haben – der Monitor fragt nur Tests, wenn er mit den ersten 10 Tests Ihren LH-Anstieg noch nicht ermitteln konnte. Führen Sie an Testtagen einen Test mit dem Urin der längsten Schlafphase durch, stecken Sie das Teststäbchen in den Monitor und nach fünf Minuten wird Ihr Fruchtbarkeitsstatus auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können an jedem Zyklustag Schwangerschaftstest durchführen, und zwar einmal täglich. Lesen Anwendung die vollständige Gebrauchsanleitung.

## Vorteile vom Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor

**Erhöht die Chancen auf eine Empfängnis nachweislich um 89 %\***



Der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor wurde entwickelt, um alle Ihre fruchtbaren Tage zu erkennen, damit Sie schneller schwanger werden können (als ohne Methode zur Identifizierung der fruchtbaren Tage). In einer Studie mit 653 Frauen in den USA hat der Monitor nachweislich in den beiden ersten Anwendungszyklen die Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft fast verdoppelt.

**Ermittelt üblicherweise bis zu sechs fruchtbare Tage**



Der Clearblue Advanced Fertilitätsmonitor ermittelt sowohl Tage hoher als auch Tage maximaler Fruchtbarkeit. Dies sind gewöhnlich sechs Tage mehr als jeder Ovulationstest, so dass Sie und Ihr Partner mehr Möglichkeiten haben zu planen und mehr Chancen auf eine Schwangerschaft haben.

**Misst die zwei wesentlichen Fruchtbarkeits-hormone**



Es ist der einzige Monitor für die Verwendung zu Hause, der Östrogen und das luteinisierende Hormon (LH) misst. Der Östrogenspiegel steigt an den wenigen Tagen vor dem Eisprung an, dann wenn Ihr Körper sich auf die Empfängnis vorbereitet und wenn Spermien in der dadurch geschaffenen „spermienfreundlichen Umgebung“ überleben können. Ein Anstieg des LH findet 24-36 Stunden vor dem Eisprung statt. Er löst letztlich aus, dass das befruchtungsfähige Ei freigesetzt wird.

**Einfach anwendbarer Touchscreen**



Der Touchscreen ist intuitiv und einfach anzuwenden. Sie können Ihre Präferenzen einstellen und weitere Informationen hinzufügen. Er erlaubt Ihnen, Ihre Fruchtbarkeitsinformationen entweder in einem Monatskalender oder als Zyklus-Zusammenfassung anzusehen. Sie können sogar eine PIN festlegen und bei Bedarf einen Alarm für die Testtage aktivieren.

**Tragen Sie Ihre Periode und Tage mit Geschlechtsverkehr ein**



Sie können die Tage Ihrer Periode eintragen, die Periodenstärke und auch die Tage, an denen Sie Geschlechtsverkehr haben. Diese Informationen werden dann alle zusammen mit Ihrem täglichen Fruchtbarkeitsstatus in Ihrem Monatskalender angezeigt.

**99 % zuverlässig beim Aufspüren des LH-Anstiegs**



Das Aufspüren des LH-Anstiegs ist ein zuverlässiger Weg, Ihre fruchtbarsten Tage vorherzusagen – dieser Weg ist nachgewiesen zwei Mal so zuverlässig wie traditionelle Kalendermethoden.\*\*

\*\*Vergleich einer einfachen Kalendermethode mit der Wahrscheinlichkeit, einen Test an einem Tag mit LH-Anstieg durchzuführen (Ellis J., et al. Hum Repro (2011) 26: 176.)

**Zyklus-Zusammenfassung**



Die Zyklus-Zusammenfassung stellt Ihre letzten sechs Zyklen dar und zeigt sämtliche Informationen an, nach denen ein Arzt fragen würde – Zykluslänge, Tage hoher und Tage maximaler Fruchtbarkeit und, wenn Sie es vermerkt haben, Tage an denen Sie Geschlechtsverkehr hatten. Sie können jederzeit auf diese Aufzeichnungen zurückgreifen und sie sogar Ihrem Arzt zur Bewertung Ihrer Fertilität zeigen.

**Der Fertilitätsmonitor mit Schwangerschaftstest**



Der Monitor wird die Fälligkeit Ihrer nächsten Periode schätzen und dann ein Zyklus-Symbol anzeigen. Dieses zählt einige Tage vor Fälligkeit Ihrer nächsten Periode rückwärts und signalisiert Ihnen so, dass Sie den Monitor für einen Schwangerschaftstest verwenden können. So sehen Sie gleich, ob Sie erfolgreich waren.