



mosquito® Läuse-Waschmittel

Befreit Wäsche von Läusen – ab 30°.

Anwendung

mosquito® Läuse-Waschmittel ist die ideale Ergänzung zur Beseitigung von Läusen und Nissen. Es kann bei jedem Waschprogramm angewendet werden und die Wirkung tritt bereits ab einer Waschtemperatur von 30 °C ein.

Dosierung

10 ml mosquito® Läuse-Waschmittel (2 volle innere Dosierbecher in der Schraubkappe, bitte schließen Sie vorher die Lasche der Kappe) direkt dem gewohnten Waschmittel hinzufügen.

Wirkstoffe

0,15g/100g Geraniol, 0,06g/100g Margosaextrakt

Achtung

- Bei Allergien gegen ätherische Öle nicht geeignet.
- Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.



mosquito® Läuseschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Läuse-Waschmittel
100 ml
PZN 10835094



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hilscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de



www.mosquito-laese.de